Economy

Nº. de pedido	Modelo	Faixa de temperatura de trabalho (°C)	Estabilidade de temperatura (°C)	Capacidade de refrigeração a 20°C (kW)	Potência de aquecimento (kW)	Vazão da bomba (l/min)	Pressão da bomba (bar)
9400330	CF30	-30 ... +150	±0.03	0.32	2	15	0.35
9400340	CF40	-40 ... +150	±0.03	0.47	2	15	0.35

HighTech

Nº. de pedido	Modelo	Faixa de temperatura de trabalho (°C)	Estabilidade de temperatura (°C)	Capacidade de refrigeração a 20°C (kW)	Potência de aquecimento (kW)	Vazão da bomba (l/min)	Pressão da bomba (bar)
9400331	CF31	-30 ... +200	±0.02	0.32	2	22-26	0.4-0.7
9400341	CF41	-40 ... +200	±0.02	0.47	2	22-26	0.4-0.7