Linha FD

Nº. de pedido	Modelo	Faixa de temperatura de trabalho (°C)	Estabilidade de temperatura (°C)	Capacidade de refrigeração a 20 °C	Sonda de imersão flexível	Mangueira de ligação (cm)
9655825	FD200	+10 ... +30		0.22		

Linha FT

Nº. de pedido	Modelo	Faixa de temperatura de trabalho (°C)	Estabilidade de temperatura (°C)	Capacidade de refrigeração a 20 °C	Sonda de imersão flexível	Mangueira de ligação (cm)
9650820	FT200	-20 ... +30		0.25	9 x 4 (L x Ø) cm	120
9650840	FT400	-40 ... +30		0.45	12 x 5 (L x Ø) cm	120
9650842	FT402	-40 ... +30	±0.5	0.45	12 x 5 (L x Ø) cm	120
9650890	FT900	-90 ... +30		0.3	flex. Wellenschlauch, 65 x 1.5 (L x Ø) cm	160
9650893	FT903	-90 ... +30	±1	0.3	5.6 x 14.0 (H x Ø) cm	160